



ONLINE
HÖRGERÄT.DE

Woher wissen Sie, welche Größe der Lautsprecher (Speaker) und des Schlange (Thintube) Sie benötigen? OnlineHörgeräte.de hilft Ihnen dabei.

- Drucken Sie dieses Dokument im Maßstab 100% aus
- Schneiden Sie dann beide Werkzeuge (links und rechts) entlang der gestrichelten Linie aus.
- Legen Sie dann das Hilfsmittel wie auf dem Foto gezeigt über das rechte Ohr
- Wählen Sie die Nummer, die der Öffnung Ihres Gehörgangs am nächsten kommt. Siehe den Pfeil in der nebenstehenden Abbildung
- Bestellen Sie die Größe, die dieses Tool anzeigt

